

Biomedics® 1 day Extra



特點及好處

- 獨特鏡片邊緣設計 - 減少摩擦，增加舒適度
- 適中含水量 - 讓眼睛佩戴舒適長達11小時
- 佩戴方便 - 免除傳統隱形眼鏡清潔和儲存的煩惱
- 減少過敏 - 每日即棄可減少致敏原

參數

物料	ocufilcon D
含水量	55%
弧度	8.6mm (正鏡 8.8mm)
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級) +5.00D 至 +6.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.07mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	27
包裝規格	30片/盒

正鏡需以傳真訂購

Biomedics® 1 day Extra toric



水凝膠

特點及好處

- 適中含水量 - 讓眼睛佩戴舒適一整天
- 佩戴方便 - 免除傳統隱形眼鏡清潔和儲存的煩惱
- 減少過敏 - 每日即棄可減少致敏原

設計

- 水平相等厚度 - 增加鏡片穩定性
- 一致及寬闊的稜鏡穩定區 - 優化鏡片定位，減少驗配時間

參數

物料	ocufilcon D	
含水量	55%	
弧度	8.7mm	
直徑	14.5mm	
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級)	
散光度數	-0.75D, -1.25D, -1.75D	
線位	平光 至 -7.00D 20, 90, 160, 180	-7.50D 至 -10.00D 90, 180
中心厚度(@-3.00D)	0.11mm	
透氧量, Dk/t (@-3.00D)	17	
散光標記	①@6 o'clock	
包裝規格	30片/盒	

散光

每日即棄