

Biomedics® Now



特點及好處

- 適中含水量 - 水潤舒適，讓眼睛佩戴舒適一整天
- 防紫外線*

參數

物料	ocufilcon D
含水量	55%
弧度	8.6mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.070mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	26
防紫外線	有
包裝規格	6片/盒

參考

*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用防紫外線眼鏡。