

# 產品目錄

The healthiest  
material.

The broadest  
range.



CooperVision®  
Live Brightly.®



CooperVision®  
Live Brightly.™

## 關於CooperVision®

CooperVision是全球三大隱形眼鏡製造商之一。

我們的產品遍及全球超過一百個國家。從中國到歐洲，從非洲到美洲，我們改善人們看世界的方式。

我們理解每個人都是獨特的，擁有不同的眼睛。我們意識到人們期望我們可以提供最佳的隱形眼鏡—無論是主流鏡片還是針對專業用家的鏡片。

我們力求完美，我們認為通過多方合作和傾聽能成就更多。這是我們為您及您的顧客締造的全新角度。

CooperVision Hong Kong Limited

葵芳新都會廣場一期43樓4309-4312室

客戶服務熱線：852-3718 0699

傳真：852-2426 1177

網址：[coopervision.com.hk](http://coopervision.com.hk)

電郵：[cvhk.order@hk.coopervision.com](mailto:cvhk.order@hk.coopervision.com)



# MyDay®

柔軟舒適 高透氧之選



## 技術

- Smart Silicone™ - 使用少量矽分子即能達致高透氧，使鏡片如水凝膠般柔軟

## 特點及好處



### 自然濕潤

親水性鏡片，持續佩戴到晚上都可以保持舒適<sup>1</sup>



### 低模數

如水凝膠般柔軟，讓佩戴更舒適



### 高清視力

矯正球面像差，給予高清視力



### 高透氧

會呼吸的物料，讓眼睛更健康亮白



### 防紫外線保護\*

UVA 85% UVB 96%

## 參數

物料	stenfilcon A
含水量	54%
弧度	8.4mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -12.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級) +5.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.08mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	100
模數 (MPa)	0.4
防紫外線	有
包裝規格	30片/盒

## 正鏡需以傳真訂購

參考

1. CooperVision, Data on file

\*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用。


矽水凝膠

近視  
—  
遠視

每日即棄

# MyDay<sup>®</sup> toric

柔軟舒適 高透氧之選



## 技術

• Smart Silicone™ Chemistry – 使用少量矽分子即能達致高透氧，使鏡片如水凝膠般柔軟

## 設計

- 優化的稜鏡鏡片設計，提供一致、穩定的驗配和清晰的視力
- 均勻厚度 – 提升鏡片的穩定性，簡化驗配過程
- 光滑連續的鏡片表面 – 減少眼瞼和鏡片的摩擦，提高舒適性
- 較大的光學區域 – 給予清晰視力

## 特點及好處



### 自然濕潤

親水性鏡片，持續佩戴到晚上都可以保持舒適<sup>1</sup>




### 低模數

如水凝膠般柔軟，讓佩戴更舒適



### 高透氧

會呼吸的物料，讓眼睛更健康亮白



### 防紫外線保護\*

UVA 85% UVB 96%

## 參數

物料	stencilcon A	透氧量 (Dk/t @-3.00D)	80
含水量	54%	模數 (MPa)	0.4
弧度	8.6mm	防紫外線	有
直徑	14.5mm	鏡片顏色	淺藍色
中心厚度 (@-3.00D)	0.10mm	包裝規格	30片/盒
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D to -10.00D (0.50D 一級) +0.50D to +6.00D (0.50D 一級)		
散光度數	-0.75, -1.25, -1.75		-2.25
線位	160°, 170°, 180°, 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°		160°, 170°, 180°, 10°, 20°, 90°

## 正鏡需以傳真訂購

參考

1. CooperVision, Data on file

\*警告: 由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用。

# clariti® 1 day



## 3倍高透氧<sup>1</sup>

全球唯一日戴矽水凝膠鏡片系列

### 技術

- WetLoc™ - 有效將親油矽分子變為親水性物料，讓鏡片具備補濕功能。

### 特點及好處



#### 自然濕潤

親水性鏡片，令全日佩戴舒適無比



#### 超值價格

以接近水凝膠鏡片的價格即可享受到高透氧鏡片的好處



#### 理想模數

柔軟，讓佩戴更舒適



防UVA及UVB紫外線保護\*



#### 高透氧

會呼吸的物料，讓眼睛更健康亮白<sup>2</sup>



#### 高清視力

矯正球面像差，給予高清視力

### 參數

物料	somofilcon A
含水量	56%
弧度	8.6mm
直徑	14.1mm
度數範圍	-0.50D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.50D 至 +6.00D (0.25D 一級) +6.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.07mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	86
模數 (MPa)	0.5
防紫外線	有
包裝規格	30片/盒

### 正鏡需以傳真訂購

#### 參考

1. Manufacturer's quoted Dk/t.
2. CooperVision, Data on file.

\*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用防紫外線眼鏡。

矽水凝膠

近視／遠視

每日即棄

clariti® 1 day toric



3倍高透氧

日戴高透氧散光隱形眼鏡

技術

- WetLoc™ - 有效將親油矽分子變為親水性物料，讓鏡片具備補濕功能。

設計

- 稜鏡設計 - 讓鏡片有優秀的穩定性
- 表面散光設計 - 加強鏡片的定位和穩定性
- 360° 舒適邊緣 - 固定鏡片邊緣厚度

特點及好處



自然濕潤



超值價格



高透氧



理想模數



防UVA及UVB  
紫外線保護\*



高清視力

參數

物料	somofilcon A		
含水量	56%		
弧度	8.6mm		
直徑	14.3mm		
中心厚度(@-3.00D)	0.105mm		
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	57	防紫外線	有
模數 (MPa)	0.5	包裝規格	30片/盒
度數範圍	散光度數	線位	
Plano to -6.00D (0.25D steps)	-0.75, -1.25, -1.75	線位10°至180°(10°一級)	
	-2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	
-6.50D to -9.00D (0.50D steps)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	
	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	
+0.25D to +4.00D (0.25D steps)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	

正鏡需以傳真訂購

參考

1. Manufacturer's quoted Dk/t.

\*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用防紫外線眼鏡。

# clariti® 1 day multifocal



## 3倍高透氧<sup>1</sup>

日戴高透氧漸進多焦點隱形眼鏡

### 技術

- WetLoc™ - 有效將親油矽分子變為親水性物料，讓鏡片具備補濕功能。

### 設計

- 中心看近設計 - 有四個穩定的不同光度區域，以適應不同光亮度的環境及不同的瞳孔大小
- 兩個附加度數(ADD) - 低和高附加度數 (Low ADD and High ADD)



### 特點及好處



自然濕潤



超值價格



高透氧



理想模數



防UVA及UVB  
紫外線保護\*

### 參數

物料	somofilcon A
含水量	56%
弧度	8.6mm
直徑	14.1mm
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級)
老花度數	低老花度數 (Low) : 不超過+2.25D 高老花度數 (High) : +2.50D 至 +3.00D
中心厚度(@-3.00D)	0.07mm
透氧量, Dk/t (@-3.00D)	86
模數 (MPa)	0.5
防紫外線	有
包裝規格	30片/盒

### 正鏡需以傳真訂購

#### 參考

1. Manufacturer's quoted Dk/t.

\*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用防紫外線眼鏡。

矽水凝膠

老花

每日即棄

# Biofinity® / Biofinity® XR



## 清晰舒適三十天

### 技術

- Aquaform® Technology - 獨有的矽鏈結構，使鏡片高透氧、自然濕潤，有效減少沉積物

### 特點及好處



#### 自然濕潤

親水性鏡片，保持鏡片濕潤，令全日佩戴舒適無比



#### 圓邊設計

圓邊設計，減少眼瞼和鏡片的摩擦，使鏡片佩戴更舒適



#### 最佳模數

柔軟彈性，讓佩戴更舒適



#### 高透氧

會呼吸的物料，有助維持角膜的健康



#### 高清視力

非球面光學 - 矯正球面像差，給予高清視力

### 參數

	Biofinity	Biofinity XR
物料	comfilcon A	comfilcon A
含水量	48%	48%
弧度	8.6mm	8.6mm
直徑	14.0mm	14.0mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -12.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級) +6.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)	-12.50D 至 -20.00D (0.50D 一級) +8.50D 至 +15.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.08mm	/
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	160	/
透氧度，Dk	128	128
模數 (MPa)	0.75	0.75
包裝規格	6片/盒	6片/盒

- 最長可持續佩戴30日\*
- Biofinity XR 市場上獨有近視高達-20.00D及遠視高達+15.00D的矽水凝膠鏡片

**正鏡 / Biofinity XR 需以傳真訂購**

參考  
\*經CE認證



# Biofinity® toric

## 清晰舒適三十天



### 技術

- Aquaform® Technology - 獨有的矽鏈結構，使鏡片高透氧、自然濕潤，有效減少沉積物

### 設計

- 優化的稜鏡鏡片設計，提供一致、穩定的驗配和清晰的視力
- 均勻厚度 - 提升鏡片的穩定性，簡化驗配過程
- 寬闊的稜鏡區域 - 增加鏡片的穩定性和舒適性
- 光滑順滑的鏡片表面 - 減少眼瞼和鏡片的摩擦，提高舒適性
- 較大的光學區域 - 給予清晰視力

### 特點及好處



自然濕潤



高透氧



最佳模數



圓邊設計

### 參數

物料	comfilcon A
含水量	48%
弧度	8.7mm
直徑	14.5mm
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級) +6.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)
散光度數	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D
線位	10至180 (10遞增一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.11mm
透氧量, Dk/t (@-3.00D)	116
模數 (MPa)	0.75
散光標記	Ⓢ @6 o'clock
包裝規格	3片/盒

- 最長可持續佩戴30日\*

正鏡需以傳真訂購

參考  
\*經CE認證

矽水凝膠

散光

每月即棄

# Biofinity® multifocal

## 清晰舒適三十天



### 技術


- Aquaform® Technology - 獨有的矽鏈結構，使鏡片高透氧、自然濕潤，有效減少沉積物

### 設計

- Balanced Progressive™ Technology - 平衡漸進技術，兩種鏡片設計，各有三個不同光度區域及4個老花度數，優化遠中近距離的視覺質素


#### D鏡 - 中心看遠

##### D鏡



#### N鏡 - 中心看近

##### N鏡



### 特點及好處



### 參數

物料	comfilcon A
含水量	48%
弧度	8.6mm
直徑	14.0mm
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級)
老花度數	+1.00D, +1.50D, +2.00D, +2.50D
設計	"D"鏡及"N"鏡
中心厚度(@-3.00D)	0.09mm
透氧量, Dk/t (@-3.00D)	142
模數 (MPa)	0.75
包裝規格	3片/盒

- 最長可持續佩戴30日\*

正鏡需以傳真訂購

# Proclear® 1 day



水凝膠

唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。<sup>1</sup>

## 技術

• PC Technology™ - PC分子\* 能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰

## 特點及好處



### 自然保濕

佩戴長達12小時仍保持高含水量，佩戴一天，眼睛舒適一整天



### 非球面設計

修正像差，呈現更清晰的視覺



### 圓邊設計

圓邊設計，佩戴更舒適

## 參數

物料	omafilcon A
含水量	60%
弧度	8.7mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -12.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級) +5.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.09mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	28
包裝規格	30片/盒

## 正鏡需以傳真訂購

### 參考

\* PC分子= 磷酸鹼分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

近視  
遠視

每日即棄

# Proclear® 1 day multifocal



唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。<sup>1</sup>

## 技術

- PC Technology™ - PC分子\* 能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰

## 設計

- 中心看近，周邊非球面設計 - 不論任何距離都能擁有高清晰視力
- 單一度數設計 - 驗配簡單

## 特點及好處



自然保濕



圓邊設計

## 參數

物料	omafilcon A
含水量	60%
弧度	8.7mm
直徑	14.2mm
度數範圍	平光至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級)
老花度數	單一老花度數，中心看近
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	28
包裝規格	30片/盒

## 正鏡需以傳真訂購

參考

\* PC分子= 磷酸鹽分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

# Proclear® multifocal toric

適合同時患有散光及老花的人士



水凝膠


## 技術

- PC Technology™ - PC分子\*能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰


## 設計

- Balanced Progressive™ Technology - 平衡漸進技術，優化遠中近距離的視力

### D鏡 - 中心看遠



### N鏡 - 中心看近



## 特點及好處



自然保濕



鏡片邊緣

- 採用唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。<sup>1</sup>

## 參數

物料	omafilcon B
含水量	62%
弧度	8.4mm / 8.8mm
直徑	14.4mm
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -20.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級) +6.00D 至 +20.00D (0.50D 一級)
老花度數	+1.00D 至 +4.00D (0.50D 一級)
散光度數	-0.75D 至 -5.75D (0.50D 一級)
設計	"D"鏡及"N"鏡
線位	5至180 (5遞增一級)
透氧度，Dk	25
散光標記	⊖@3 & 9 o'clock
包裝規格	6片/盒

## 需以傳真訂購

參考

\* PC分子= 磷酸鹽分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

老花散光

每月即棄

# Biomedics® 1 day Extra



## 特點及好處

- 獨特鏡片邊緣設計 - 減少摩擦，增加舒適度
- 適中含水量 - 讓眼睛佩戴舒適長達11小時
- 佩戴方便 - 免除傳統隱形眼鏡清潔和儲存的煩惱
- 減少過敏 - 每日即棄可減少致敏原

## 參數

物料	ocufilcon D
含水量	55%
弧度	8.6mm (正鏡 8.8mm)
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級) +5.00D 至 +6.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.07mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	27
包裝規格	30片/盒

**正鏡需以傳真訂購**

# Biomedics® 1 day Extra toric



## 特點及好處

- 適中含水量 - 讓眼睛佩戴舒適一整天
- 佩戴方便 - 免除傳統隱形眼鏡清潔和儲存的煩惱
- 減少過敏 - 每日即棄可減少致敏原

## 設計

- 水平相等厚度 - 增加鏡片穩定性
- 一致及寬闊的稜鏡穩定區 - 優化鏡片定位，減少驗配時間

## 參數

物料	ocufilcon D	
含水量	55%	
弧度	8.7mm	
直徑	14.5mm	
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級)	
散光度數	-0.75D, -1.25D, -1.75D	
線位	平光 至 -7.00D 20, 90, 160, 180	-7.50D 至 -10.00D 90, 180
中心厚度(@-3.00D)	0.11mm	
透氧量, Dk/t (@-3.00D)	17	
散光標記	①@6 o'clock	
包裝規格	30片/盒	

水凝膠

散光

每日即棄

# Biomedics® Now



## 特點及好處

- 適中含水量 - 水潤舒適，讓眼睛佩戴舒適一整天
- 防紫外線\*

## 參數

物料	ocufilcon D
含水量	55%
弧度	8.6mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.070mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	26
防紫外線	有
包裝規格	6片/盒

### 參考

\*警告：由於隱形眼鏡不能完全覆蓋眼球及周邊部位，防紫外線隱形眼鏡不能替代防紫外線眼鏡，如防紫外線護目鏡及太陽眼鏡。顧客應按眼科視光師指示使用防紫外線眼鏡。



# MiSight™



控制近視加深速度 - 降低兒童日後因深近視(>-6.00D)  
而引發各種眼疾的風險

## 技術

- Myopia Management System™ - 以整體醫學療法來控制近視的綜合方法。適合已患有近視，或擁有患上近視潛在風險的兒童。<sup>1</sup>

## 設計

- ActivControl® Technology - 可提供清晰視力，同時已被證實可以減慢近視度數加深的速度<sup>2</sup>



近視矯正區

近視控制區，產生200度的近視離焦效果

## 特點及好處

- 控制近視加深速度 - 同時亦於可減少因深近視引致的併發症，如視網膜脫落或青光眼等<sup>3</sup>
- 每日即棄 - 免除清潔、儲存及鏡片遺失的煩惱
- 採用唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。<sup>4</sup>

## 參數

物料	omafilcon A
含水量	60%
弧度	8.7mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.09mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	28
包裝規格	30片/盒

## 參考

1. Data on file, CooperVision 2009 (DIMENZ study report).
2. Rose KA, Morgan IG, et al. Myopia, lifestyle, and schooling in students of Chinese ethnicity in Singapore and Sydney. Arch ophthalmol, 2008; 527-30.
3. Saw SM, Tong L, Chua WH, Chia KS, Koh D, Tan DT, Katz J. Incidence and progression of myopia in Singapore school children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:51-57.
4. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

# Ixotic™



## 技術

- Ixotic美—舒—適™技術將色素層與雙眼完全隔離

## 特點及好處

- 獨特環圈設計 - 自然地為雙眼增添微妙色彩而保留自我個性
- 鏡片色彩集中於眼珠邊緣 - 為雙眼增加深度美感
- 擁有2款色彩，其特別設計能貼合雙眼顏色及大小
- 每日即棄 - 佩戴方便

## 色彩

- 個性黑棕 - 完美雙色配合，突顯像謎一樣的深層個性
- 知性棕 - 突顯雙眼亮度，散發優雅知性美

## 參數

物料	Hema-copolymer
含水量	55%
弧度	8.6mm
直徑	14.3mm
度數範圍	平光, -0.75D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.11mm
包裝規格	30片/盒



CooperVision®  
Live Brightly.®

CooperVision®  
全球三大隱形眼鏡製造商之一

