

Ixotic™



技術

- Ixotic美—舒—適™技術將色素層與雙眼完全隔離

特點及好處

- 獨特環圈設計 - 自然地為雙眼增添微妙色彩而保留自我個性
- 鏡片色彩集中於眼珠邊緣 - 為雙眼增加深度美感
- 擁有2款色彩，其特別設計能貼合雙眼顏色及大小
- 每日即棄 - 佩戴方便

色彩

- 個性黑棕 - 完美雙色配合，突顯像謎一樣的深層個性
- 知性棕 - 突顯雙眼亮度，散發優雅知性美

參數

物料	Hema-copolymer
含水量	55%
弧度	8.6mm
直徑	14.3mm
度數範圍	平光, -0.75D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.11mm
包裝規格	30片/盒