

Proclear® 1 day



水凝膠

唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。¹

技術

• PC Technology™ - PC分子* 能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰

特點及好處



自然保濕

佩戴長達12小時仍保持高含水量，佩戴一天，眼睛舒適一整天



非球面設計

修正像差，呈現更清晰的視覺



圓邊設計

圓邊設計，佩戴更舒適

參數

物料	omafilcon A
含水量	60%
弧度	8.7mm
直徑	14.2mm
度數範圍	-0.25D 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -12.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +5.00D (0.25D 一級) +5.00D 至 +8.00D (0.50D 一級)
中心厚度(@-3.00D)	0.09mm
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	28
包裝規格	30片/盒

正鏡需以傳真訂購

參考

* PC分子= 磷酸鹼分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

近視
遠視

每日即棄

Proclear® 1 day multifocal



唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。¹

技術

- PC Technology™ - PC分子* 能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰

設計

- 中心看近，周邊非球面設計 - 不論任何距離都能擁有高清晰視力
- 單一度數設計 - 驗配簡單

特點及好處



自然保濕



圓邊設計

參數

物料	omafilcon A
含水量	60%
弧度	8.7mm
直徑	14.2mm
度數範圍	平光至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -10.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級)
老花度數	單一老花度數，中心看近
透氧量，Dk/t (@-3.00D)	28
包裝規格	30片/盒

正鏡需以傳真訂購

參考

* PC分子= 磷酸鹽分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".