

Proclear® multifocal toric

適合同時患有散光及老花的人士



水凝膠


技術

- PC Technology™ - PC分子*能將水份緊鎖在鏡片表面，令鏡片持久清潔清晰


設計

- Balanced Progressive™ Technology - 平衡漸進技術，優化遠中近距離的視力

D鏡 - 中心看遠



N鏡 - 中心看近



特點及好處



自然保濕



鏡片邊緣

- 採用唯一獲得美國FDA認證的物料 - 能為有輕微眼睛乾澀不適的隱形眼鏡佩戴者減輕不適症狀。¹

參數

物料	omafilcon B
含水量	62%
弧度	8.4mm / 8.8mm
直徑	14.4mm
度數範圍	平光 至 -6.00D (0.25D 一級) -6.00D 至 -20.00D (0.50D 一級) +0.25D 至 +6.00D (0.25D 一級) +6.00D 至 +20.00D (0.50D 一級)
老花度數	+1.00D 至 +4.00D (0.50D 一級)
散光度數	-0.75D 至 -5.75D (0.50D 一級)
設計	"D"鏡及"N"鏡
線位	5至180 (5遞增一級)
透氧度，Dk	25
散光標記	⊖@3 & 9 o'clock
包裝規格	6片/盒

需以傳真訂購

參考

* PC分子= 磷酸膽分子 (phosphorylcholine)

1. FDA-cleared labelling indication: "May provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms relating to dryness during lens wear".

老花散光

每月即棄